



STROPNÍ STATIVY



TRUMPF



H HYPOKRAMED®

...kvalita prověřená medicínou

Systemy stropních stativů od společnosti TRUMPF

Flexibilita a svoboda designu

Optimální využití prostoru a individuální poziční nastavitelnost zařízení – to jsou základní parametry pro vývoj našich systémů. Naplnění potřeb uživatelů a pacientů je naší nejdůležitější prioritou. Systémové řešení od společnosti TRUMPF garantovaně řeší požadavky na design

pracovní stanice a ideální plánování pro nejvýhodnější umístění na operačním sále. Optimalizujeme vaše pracovní prostředí a kvalitu pro váš operační výkon.

Výsledkem vždy musí být nejlepší dosažitelná bezpečnost pro pacienta i uživatele, stejně jako splnění optimálních pracovních podmínek.







Tak trochu jiný typ stropního stativu

Velmi čisté linie, flexibilní a ergonomicky optimální pro jednotky intenzivní péče a operační sály.

Pro flexibilní používání na jednotce intenzivní péče i na operačním sále. Stropní stativy nižší hmotnosti z řady uniPORT jsou víc než jen ideální alternativou.

- Moderní, jemný design.
- Šetří náklady a jsou ergonomické.
- Dostatečně výkonné pro potřeby pacienta a management příslušenství.
- Optimálně uspokojují všechny bezpečnostní a hygienické požadavky.

Báječná svoboda pohybu

V protikladu k mediálním můstkům nebo stěnovým instalacím zajišťuje systém stropních stativů naprosto svobodný přístup k pacientovi ze všech stran.



Shrnutí hlavních výhod

- Nový koncept pro ještě efektivnější péči o pacienta a management příslušenství.
- Modulární konstrukce uniPORT, která umožňuje další přestavbu a úpravu, popř. doplnění v případě vašich dalších přání.
- Unikátní barevný koncept vytváří velmi příjemnou atmosféru pro pacienty i personál.
- Nejlepší kvalita a maximální bezpečnost – v duchu tradic společnosti TRUMPF.
- Příznivá cenová hladina – a to i v případě individuálních požadavků.

uniPORT ComLine

Komunikační pracovní stanice pro informace, které je potřeba mít v pravý čas na pravém místě.

klinoPORT



Ergonomie a zajištění bezpečnosti zdravotnického personálu a pacientů

Variabilní a pro prostor operačního sálu velmi úsporné řešení: stropní stativy klinoPORT.

Hlavní zásada společnosti TRUMPF při vývoji systému stropních stativů je poskytnout pacientům a personálu v nemocnici tu nejlepší a nejbezpečnější technologii.

Naplnění potřeb uživatelů a pacientů je naší nejdůležitější prioritou. TRUMPF systémové řešení garantuje optimální využití prostoru a individuální poziční stavitelnost. Jsme schopni optimalizovat vaše pracovní procesy a kvalitu vaší operativy.

Optimálním výsledkem je potom nejlepší dosažitelná bezpečnost pro pacienta a uživatele, stejně jako splnění optimálních pracovních podmínek.

KlinoPORT stropní stativy jsou navrženy především podle požadavků moderního operačního sálu. Poskytují skvělou podporu chirurgům a anesteziologům – s respektem k velkému množství požadavků, které touto komunikací vznikají.



Shrnutí hlavních výhod

Maximální flexibilita

Rozsáhlá modularita pro individuální dispozice pracovní stanice kolem pacienta.

Optimální ergonomie

Funkčnost a bezpečnost pracovní stanice díky designu „pilotní kabiny“.

Vysoká výkonnost

Extrémně velký operační rádius a vysoká nosnost příslušenství generuje skvělé a prostorově úsporné řešení.

Kvalita orientovaná na budoucnost

Nejvyšší dosažitelná bezpečnost provedení, snadno inovovatelné a rozšiřitelné řešení, významně šetří nákladové položky.

Kvalifikace a zkušenosti

Již více než 40 let zkušeností s výrobou systémů stropních stativů při neustálé komunikaci s uživateli po celém světě.

TruPort: Prémiová řada

Tak flexibilní, jak je potřeba

TruPort okouzlí svým výkonem – už žádné nedorozumění nebo nepříjemnosti při práci se stropním stativem používaným na operačním sále a JIP.

V současné době požadují přísné rozpočty úsporu času a nákladů, omezena je i možnost svobodného jednání uživatelů při nutnosti řešit dodatečně vzniklé nové potřeby.

Uživatelé často uvádějí požadavek na uložení změn a doplňků u instalovaných stropních stativů. TRUMPF se postavil této výzvě a nabízí řešení

pro tyto požadavky – díky inovovaným stropním stativům řady TruPort. Výsledek: kreativní řešení, které umožňuje a usnadňuje uživatelům přetvořit, přeměnit nebo rozšířit stropní pracovní stanice – stativy – na operačních sálech a JIP.

Stropní stativy řady TruPort lze kdykoliv upravit – v návaznosti na nově vzniklé ergonomické, ekonomické nebo bezpečnostní aspekty.

TruPort je revoluční řešení stropních stativů, jsou vytvořeny jako vysoce flexibilní modulární systém,

který umožňuje různé nové instalace – podle potřeb mechanické, nové uspořádání elektro-výstupů i medicínálních plynů, nově uspořádané napájecí moduly. Uživatelům zároveň garantuje možnost řešit různá další následná designová přání – a to za všech okolností – kdykoliv, tedy i po samotné instalaci stropního stativu.

TruPort je výsledkem mnoha let výzkumu společnosti TRUMPF, inovativního přístupu a odborných znalostí v odvětví stropních stativů.



Výhody

Nadčasovost

Modulární architektura stativů TruPort nezajišťuje uživatelům pouze možnost výměny a možné konverze jednotlivých komponent a příslušenství stativu – rychle, snadno, kdykoliv, ale především možnost uskutečnit to samé i s jednotlivými moduly a osazením pro plyny, elektro-výstupy i datové výstupy.

Přizpůsobivost

Zcela neomezené individuální řešení: všechny čtyři strany hlavy stativu, a to po celé délce hlavy stativu TruPort, lze rychle a snadno vybavit napájecími moduly a nově požadovanými komponenty a příslušenstvím.

Ergonomika

Barevné „kódování“ brzdového systému, individuální a flexibilní možnosti zařízení a elektromotorický zdvihový mechanismus dokáží výrazně zjednodušit práci a udělat

ze systému přátelské zařízení s intuitivním a pohodlným ovládáním.

Intelligence

FPC lišta: unikátní komunikační koncept funguje jako centrální řídicí středisko na podporu hlavy stropního stativu, stejně jako se používá pro připojení nově instalovaných příslušenství – se zprovozněním jednotlivých médií (elektro).

Provedení

Velký operační rádius, vysoké maximální zatížení, téměř neomezené možnosti konfigurace a vysoce odolné, prvotřídní kvalitní materiály slibují širokou škálu aplikací i zajištění funkčnosti investice do budoucna.

Design

Uzavřené, zapuštěné plochy splňují nej přísnější hygienické požadavky a činí ze systému estetickou funkční jednotku.

AmbienteLine





HYPOKRAMED s.r.o.

Plzeňská 113, 150 00 Praha 5

Česká republika

Telefon: +420 255 739 401-3

Fax: +420 255 739 404

E-mail: hypokramed@hypokramed.cz

www.hypokramed.cz

ČSN EN ISO 9001:2009

ČSN EN ISO 13 485:2003

ČSN EN ISO 18 001:2008

ČSN EN ISO 14 001:2005